



# FICHA TÉCNICA

LIPFLÉ®



NOMBRE DEL PRODUCTO

LIPFLÉ®

FABRICANTE / TITULAR

HJ CORPORATIONS CO., LTD.

TIPO DE PRODUCTO

RELLENO DÉRMICO A BASE DE  
ÁCIDO HIALURÓNICO

TECNOLOGIA

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO,  
MONOFÁSICO

USO PREVISTO

USO MÉDICO ESTÉTICO

PRINCIPIO ACTIVO

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

ORIGEN

NO ANIMAL

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO

24 MG/ML



# FICHA TÉCNICA

LIPFLÉ®

COMPONENTES ADICIONALES

PDRN (POLIDEOXIRIBONUCLEÓTIDO),  
VITAMINA B12, MANITOL

FORMA FARMACÉUTICA

GEL INYECTABLE ESTÉRIL

CLASIFICACIÓN

PRODUCTO MÉDICO ESTÉTICO

VIA DE ADMINISTRACION

INTRADÉRMICA / SUBMUCOSA

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO, PDRN,  
VITAMINA B12, MANITOL

COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

NO ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE  
(EXCEPTO AH)

EXCIPIENTES

SOLUCIÓN BUFFER FISIOLÓGICA

APARIENCIA

GEL HOMOGÉNEO

OLOR

INOLORO

PH

COMPATIBLE CON PH FISIOLÓGICO

SOLUBILIDAD

INSOLUBLE EN AGUA (FORMA GEL)



# FICHA TÉCNICA

LIPFLÉ®

DENSIDAD / TEXTURA	BUENA DENSIDAD – TEXTURA HOMOGÉNEA, COHESIVA Y SUAVE
BIOCOMPATIBILIDAD	SÍ
BIODEGRADABILIDAD	SÍ
MECANISMO DE ACCIÓN	VOLUMINIZACIÓN LABIAL, HIDRATACIÓN PROFUNDA, REGENERACIÓN TISULAR Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL TEJIDO
ZONAS DE APLICACIÓN	SURCO NASOLABIAL, ARCO DE CUPIDO, FRONTERA BERMELLÓN, COMISURAS ORALES, CÓDIGOS DE BARRAS
BENEFICIOS CLÍNICOS	RELLENO, HIDRATACIÓN PROFUNDA, REGENERACIÓN DE TEJIDO, SUTIL TONO ROSADO NATURAL
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN POR JERINGA	1.2 ML
RECONSTITUCIÓN	NO REQUIERE
VIDA ÚTIL	24 MESES



# FICHA TÉCNICA

LIPFLÉ®

ALMACENAMIENTO

CONSERVAR ENTRE 2–25 °C. EVITAR LA LUZ SOLAR DIRECTA Y LA CONGELACIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD

PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO

ADVERTENCIAS

USO EXCLUSIVO POR PROFESIONALES DE LA SALUD