



# FICHA TÉCNICA

## NEURAMIS® VOLUME



NOMBRE DEL PRODUCTO	NEURAMIS® VOLUME
FABRICANTE / TITULAR	MEDYTOX INC.
TIPO DE PRODUCTO	RELLENO DÉRMICO A BASE DE ÁCIDO HIALURÓNICO
USO PREVISTO	USO MÉDICO ESTÉTICO
PRINCIPIO ACTIVO	ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO
ORIGEN	NO ANIMAL
CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO	20 MG/ML
FORMA FARMACÉUTICA	GEL INYECTABLE ESTÉRIL
TEXTURA	GEL
LIDOCAÍNA	0,3 %



# FICHA TÉCNICA

## NEURAMIS® VOLUME

NIVEL DE RETICULACIÓN	ALTO
PH	COMPATIBLE CON PH FISIOLÓGICO
AGUJA RECOMENDADA	27 G
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	DERMIS MEDIA A PROFUNDA
DURACIÓN ESTIMADA	24 MESES
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN	1.1 ML
MECANISMO DE ACCIÓN	VOLUMINIZACIÓN PROFUNDA Y SOPORTE ESTRUCTURAL
, ZONAS DE APLICACIÓN	MEJILLAS, MENTÓN, MANDÍBULA CONTORNO FACIAL
ALMACENAMIENTO	2–25 °C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LA CONGELACIÓN
CONDICIONES DE SEGURIDAD	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO