



NOMBRE DEL PRODUCTO

SCULPTRA®

FABRICANTE / TITULAR

GALDERMA

TIPO DE PRODUCTO

BIOESTIMULADOR DÉRMICO  
INYECTABLE

USO PREVISTO

USO MÉDICO ESTÉTICO

PRINCIPIO ACTIVO

ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO (PLLA)

CONCENTRACIÓN

150 MG POR VIAL

FORMA FARMACÉUTICA

POLVO LIOFILIZADO ESTÉRIL PARA  
SUSPENSIÓN INYECTABLE

CLASIFICACIÓN

PRODUCTO MÉDICO ESTÉTICO

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

SUBCUTÁNEA PROFUNDA  
SUPRAPERIÓSTICA



# FICHA TÉCNICA

## SCULPTRA®

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO,  
CARBOXIMETILCELULOSA  
SÓDICA, MANITOL

COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

PLLA 150 MG POR VIAL

EXCIPIENTES

CARBOXIMETILCELULOSA  
SÓDICA, MANITOL

APARIENCIA  
(ANTES DE RECONSTITUIR)

POLVO BLANCO LIOFILIZADO

APARIENCIA  
(RECONSTITUIDO)

SUSPENSIÓN HOMOGÉNEA

OLOR

INOLORO

SOLUBILIDAD

INSOLUBLE EN AGUA,  
FORMA SUSPENSIÓN

TAMAÑO DE PARTÍCULA

MICROPARTÍCULAS DE PLLA

BIOCOMPATIBILIDAD

SÍ

BIODEGRADABILIDAD

SÍ



# FICHA TÉCNICA

## SCULPTRA®

MECANISMO DE ACCIÓN

ESTIMULA NEOCOLAGÉNESIS MEDIANTE  
RESPUESTA BIOLÓGICA  
CONTROLADA

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CAJA CON 2 VIALES DE VIDRIO ESTÉRIL  
(150 MG CADA UNO)

RECONSTITUCIÓN

AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN;  
LIDOCAÍNA OPCIONAL

ALMACENAMIENTO

TEMPERATURA AMBIENTE,  
PROTEGIDO DE LUZ Y HUMEDAD

VIDA ÚTIL

SEGÚN FECHA DE VENCIMIENTO  
DEL FABRICANTE

CONDICIONES DE SEGURIDAD

PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO

ADVERTENCIAS

USO EXCLUSIVO POR PROFESIONALES  
DE LA SALUD