



FICHA TÉCNICA

AVALON® GRAND PLUS



NOMBRE DEL PRODUCTO

AVALON® GRAND PLUS

FABRICANTE / TITULAR

KORÚ PHARMA

TIPO DE PRODUCTO

RELLENO DÉRMICO A BASE DE
ÁCIDO HIALURÓNICO

USO PREVISTO

USO MÉDICO ESTÉTICO

PRINCIPIO ACTIVO

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

ORIGEN

NO ANIMAL

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO

20 MG/ML

FORMA FARMACÉUTICA

GEL INYECTABLE ESTÉRIL

TEXTURA

GEL

LIDOCAÍNA

0,3 %



FICHA TÉCNICA

AVALON® GRAND PLUS

NIVEL DE ELASTICIDAD	MUY ALTO
PH	≈ 7,0
AGUJA RECOMENDADA	25 G × 13 MM
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	SUBDÉRMICA PROFUNDA / SUPRAPERIÓSTICA
DURACIÓN ESTIMADA	12 - 18 MESES
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN	1 ML
MECANISMO DE ACCIÓN	VOLUMINIZACIÓN ESTRUCTURAL Y SOPORTE PROFUNDO
ALMACENAMIENTO	2–25 °C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LA CONGELACIÓN
CONDICIONES DE SEGURIDAD	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
CERTIFICACIONES	CE , KFDA