



FICHA TÉCNICA

AVALON® ULTRA PLUS



NOMBRE DEL PRODUCTO	AVALON® ULTRA PLUS
FABRICANTE / TITULAR	KORÚ PHARMA
TIPO DE PRODUCTO	RELLENO DÉRMICO A BASE DE ÁCIDO HIALURÓNICO
USO PREVISTO	USO MÉDICO ESTÉTICO
PRINCIPIO ACTIVO	ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO
ORIGEN	NO ANIMAL
CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO	20 MG/ML
FORMA FARMACÉUTICA	GEL INYECTABLE ESTÉRIL
TEXTURA	GEL
LIDOCAÍNA	0,3 %



FICHA TÉCNICA

AVALON® ULTRA PLUS

NIVEL DE ELASTICIDAD	ALTO
PH	≈ 7,0
AGUJA RECOMENDADA	27G × 13 MM
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	SUBDÉRMICA PROFUNDA
DURACIÓN ESTIMADA	12 MESES
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN	1 ML
MECANISMO DE ACCIÓN	RESTAURACIÓN DE VOLUMEN Y CONTORNO
ALMACENAMIENTO	2–25 °C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LA CONGELACIÓN
CONDICIONES DE SEGURIDAD	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
CERTIFICACIONES	CE , KFDA