



# FICHA TÉCNICA

## BELOTERO® INTENSE



NOMBRE DEL PRODUCTO	BELOTERO® INTENSE
FABRICANTE / TITULAR	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
TIPO DE PRODUCTO	RELLENO DÉRMICO VOLUMINIZADOR
CONCENTRACIÓN DE AH	25.5 MG/ML
LIDOCAÍNA:	0.3%
TECNOLOGÍA	CPM® (COHESIVE POLYDENSIFIED MATRIX)
NIVEL DE RETICULACIÓN	ALTO
TEXTURA	GEL COHESIVO
PRESENTACIÓN	1 JERINGA X 1 ML



# FICHA TÉCNICA

## BELOTERO® INTENSE

TAMAÑO DE LA AGUJA	27G
PLANO DE INYECCIÓN	DERMIS PROFUNDA / SUBCUTÁNEO SUPERFICIAL
DURACIÓN	12–18 MESES
ZONAS	SURCOS NASOGENIANOS, COMISURAS MENTÓN, CONTORNO MANDIBULAR, LABIOS
ORIGEN	NO ANIMAL
ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA: 2 °C A 25 °C
CERTIFICACIONES	CE , FDA ISO 13485 , REGISTRO INVIMA