



FICHA TÉCNICA

BELOTERO® VOLUME



NOMBRE DEL PRODUCTO	BELOTERO® VOLUME
FABRICANTE / TITULAR	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
TIPO DE PRODUCTO	RELLENO DÉRMICO VOLUMINIZADOR
CONCENTRACIÓN DE AH	26 MG/ML
LIDOCAÍNA:	0.3%
TECNOLOGÍA	CPM® (COHESIVE POLYDENSIFIED MATRIX)
NIVEL DE RETICULACIÓN	MUY ALTO
TEXTURA	GEL DENSO COHESIVO
PRESENTACIÓN	2 JERINGA X 1 ML



FICHA TÉCNICA

BELOTERO® VOLUME

TAMAÑO DE LA AGUJA	27G / 30G
PLANO DE INYECCIÓN	SUBCUTÁNEO PROFUNDO / SUPRAPERIÓSTICO
DURACIÓN	18 MESES
ZONAS	PÓMULOS, MENTÓN, MANDÍBULA, SIENES
ORIGEN	NO ANIMAL
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	2 °C A 25 °C
CERTIFICACIONES	CE , FDA ISO 13485 , REGISTRO INVIMA