




# FICHA TÉCNICA

## CELOSOME® IMPLANT



NOMBRE DEL PRODUCTO

CELOSOME® IMPLANT

FABRICANTE / TITULAR

EXOCOBIO CO; LTD COREA DEL SUR

TIPO DE PRODUCTO

RELLENO DÉRMICO A BASE DE  
ÁCIDO HIALURÓNICO

USO PREVISTO

USO MÉDICO ESTÉTICO

PRINCIPIO ACTIVO

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

ORIGEN

NO ANIMAL

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO

24 MG/ML

FORMA FARMACÉUTICA

GEL INYECTABLE ESTÉRIL

TEXTURA

GEL

LIDOCAÍNA

0,3 %



# FICHA TÉCNICA

## CELOSOME® IMPLANT

NIVEL DE ELASTICIDAD	MUY ALTO
PH	≈ 7,0
AGUJA RECOMENDADA	25 G × 13 MM
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	DERMIS MEDIA A PROFUNDA
DURACIÓN ESTIMADA	12- 24 MESES
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN	1 ML
MECANISMO DE ACCIÓN	VOLUMINIZACIÓN Y SOPORTE ESTRUCTURAL, INCLUYENDO NARIZ Y MENTON
ALMACENAMIENTO	2–25 °C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LA CONGELACIÓN
CONDICIONES DE SEGURIDAD	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
CERTIFICACIONES	CE , KFDA