



FICHA TÉCNICA

CELOSOME® STRONG



NOMBRE DEL PRODUCTO	CELOSOME® STRONG
FABRICANTE / TITULAR	EXOCOBIO CO; LTD COREA DEL SUR
TIPO DE PRODUCTO	RELLENO DÉRMICO A BASE DE ÁCIDO HIALURÓNICO
USO PREVISTO	USO MÉDICO ESTÉTICO
PRINCIPIO ACTIVO	ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO
ORIGEN	NO ANIMAL
CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO	24 MG/ML
FORMA FARMACÉUTICA	GEL INYECTABLE ESTÉRIL
TEXTURA	GEL
LIDOCAÍNA	0,3 %



FICHA TÉCNICA

CELOSOME® STONG

NIVEL DE ELASTICIDAD	ALTO
PH	≈ 7,0
AGUJA RECOMENDADA	26 G × 13 MM
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	DERMIS MEDIA A PROFUNDA
DURACIÓN ESTIMADA	12- 24 MESES
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN	1.1 ML
MECANISMO DE ACCIÓN	VOLUMINIZACIÓN FACIAL Y SOPORTE ESTRUCTURAL
ALMACENAMIENTO	2-25 °C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LA CONGELACIÓN
CONDICIONES DE SEGURIDAD	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
CERTIFICACIONES	CE , KFDA