



FICHA TÉCNICA

BELOTERO® REVIVE



NOMBRE DEL PRODUCTO	BELOTERO® REVIVE
FABRICANTE / TITULAR	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
TIPO DE PRODUCTO	SKINBOOSTER / RELLENO REVITALIZANTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PIEL
CONCENTRACIÓN DE AH	20 MG/ML
GLICEROL	17.5 MG / ML
TECNOLOGÍA	CPM® (COHESIVE POLYDENSIFIED MATRIX)
NIVEL DE RETICULACIÓN	BAJO A MEDIO
TEXTURA	GEL COHESIVO SUAVE
PRESENTACIÓN	1 JERINGA X 1 ML



FICHA TÉCNICA

BELOTERO® REVIVE

TAMAÑO DE LA AGUJA	30 G
PLANO DE INYECCIÓN	DERMIS SUPERFICIAL A MEDIA
DURACIÓN	6–9 MESES
ZONAS	MEJILLAS, ROSTRO COMPLETO , CUELLO, ESCOTE, Y MANOS . INDICADO PARA HIDRATACION PROFUNDA
ORIGEN	NO ANIMAL
ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA: 2 °C A 25 °C
CERTIFICACIONES	CE , FDA ISO 13485 , REGISTRO INVIMA