



FICHA TÉCNICA

RESTYLANE®
KYSS



NOMBRE DEL PRODUCTO	RESTYLANE® KYSS
FABRICANTE / TITULAR	GALDERMA
TIPO DE PRODUCTO	ACIDO HIALURONICO RETICULADO
CONCENTRACIÓN DE AH	20 MG/ML
LIDOCAÍNA:	0.3%
TECNOLOGÍA	OBT – XPRESHAN
NIVEL DE RETICULACIÓN	●●●
TEXTURA	GEL / SUAVE – FLEXIBLE
PRESENTACIÓN	1 JERINGA X 1 ML



FICHA TÉCNICA

RESTYLANE®
KYSS

PH	≈ 7 (BUFFER FISIOLÓGICO)
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	MODERADA
TAMAÑO DE LA AGUJA	30G ½
CANULA RECOMENDADA	22–25G
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	TEJIDO SUBMUCOSO (LABIOS)
DURACIÓN	12 MESES
ORIGEN	NO ANIMAL
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	2 °C A 25 °C
CERTIFICACIONES	CE , KFDA, FDA , REGISTRO INVIMA