



# FICHA TÉCNICA

RESTYLANE®  
LYFT



NOMBRE DEL PRODUCTO	RESTYLANE® LYFT
FABRICANTE / TITULAR	GALDERMA
TIPO DE PRODUCTO	ACIDO HIALURONICO RETICULADO
CONCENTRACIÓN DE AH	20 MG/ML
LIDOCAÍNA:	0.3%
TECNOLOGÍA	NASHA
NIVEL DE RETICULACIÓN	●●●●●
TEXTURA	FIRME-
PRESENTACIÓN	1 JERINGA X 1 ML



# FICHA TÉCNICA

RESTYLANE®  
LYFT

PH	≈ 7 (BUFFER FISIOLÓGICO)
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	ALTA
TAMAÑO DE LA AGUJA	27G ½
CANULA RECOMENDADA	22–25G
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	DERMIS PROFUNDA / SUBCUTÁNEO
DURACIÓN	12 MESES
ORIGEN	NO ANIMAL
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	2 °C A 25 °C
CERTIFICACIONES	CE , KFDA, FDA , REGISTRO INVIMA