



FICHA TÉCNICA

RESTYLANE®
VOLYME



NOMBRE DEL PRODUCTO	RESTYLANE® VOLYME
FABRICANTE / TITULAR	GALDERMA
TIPO DE PRODUCTO	ACIDO HIALURONICO RETICULADO
CONCENTRACIÓN DE AH	20 MG/ML
LIDOCAÍNA:	0.3%
TECNOLOGÍA	OBT – XPRESHAN
NIVEL DE RETICULACIÓN	●●●●
TEXTURA	MODERADA-
PRESENTACIÓN	1 JERINGA X 1 ML



FICHA TÉCNICA

RESTYLANE®
VOLYME

PH	~ 7 (BUFFER FISIOLÓGICO)
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	MODERADA - ALTA
TAMAÑO DE LA AGUJA	27G ½
CANULA RECOMEDADA	22–25G
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	DERMIS PROFUNDA / SUBCUTÁNEO
DURACIÓN	12 MESES
ORIGEN	NO ANIMAL
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	2 °C A 25 °C
CERTIFICACIONES	CE , KFDA, FDA , REGISTRO INVIMA