



FICHA TÉCNICA

REVOLAX®
DEEP



NOMBRE DEL PRODUCTO

REVOLAX® DEEP

FABRICANTE / TITULAR

ACROSS CO., LTD.

TIPO DE PRODUCTO

RELLENO DÉRMICO A BASE DE
ÁCIDO HIALURÓNICO

USO PREVISTO

USO MÉDICO ESTÉTICO

PRINCIPIO ACTIVO

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

ORIGEN

NO ANIMAL

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO

24 MG/ML

FORMA FARMACÉUTICA

GEL INYECTABLE ESTÉRIL

TEXTURA

GEL

LIDOCAÍNA

0,3 %



FICHA TÉCNICA

REVOLAX® DEEP

VISCOSIDAD	160
PH	COMPATIBLE CON PH FISIOLÓGICO
AGUJA RECOMENDADA	27 G
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	DERMIS MEDIA A PROFUNDA
DURACIÓN ESTIMADA	12- 18 MESES
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN	1.1 ML
MECANISMO DE ACCIÓN	CORRECCIÓN DE SURCOS PROFUNDOS Y RESTAURACIÓN DE VOLUMEN
, ZONAS DE APLICACIÓN	LÍNEAS DE FRENTE Y NARIZ, AUMENTO DE MENTÓN, CONTORNO DE LABIOS, LÍNEAS GLABELARES, AUMENTO DE MEJILLAS Y PAPADA.
ALMACENAMIENTO	2–25 °C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LA CONGELACIÓN
CONDICIONES DE SEGURIDAD	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
CERTIFICACIONES	CE , KFDA