



FICHA TÉCNICA

REVOLAX®
FINE



NOMBRE DEL PRODUCTO

REVOLAX® FINE

FABRICANTE / TITULAR

ACROSS CO., LTD.

TIPO DE PRODUCTO

RELLENO DÉRMICO A BASE DE
ÁCIDO HIALURÓNICO

USO PREVISTO

USO MÉDICO ESTÉTICO

PRINCIPIO ACTIVO

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

ORIGEN

NO ANIMAL

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO

24 MG/ML

FORMA FARMACÉUTICA

GEL INYECTABLE ESTÉRIL

TEXTURA

GEL

LIDOCAÍNA

0,3 %



FICHA TÉCNICA

REVOLAX® FINE

VISCOSIDAD	80
PH	COMPATIBLE CON PH FISIOLÓGICO
AGUJA RECOMENDADA	30 G
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	DERMIS SUPERFICIAL
DURACIÓN ESTIMADA	8- 12 MESES
PRESENTACIÓN COMERCIAL	JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL
VOLUMEN	1.1 ML
MECANISMO DE ACCIÓN	CORRECCIÓN DE LÍNEAS FINAS Y MEJORA DE TEXTURA DÉRMICA,
ZONAS DE APLICACIÓN	FRENTE, LINAS GLABELARES, PATAS DE GALLO , CONTORNO PARPADO INFERIOR ARRUGAS PERIORALES, CONTORNO DE LABIOS, PLIEGUES NASOLABIALES, ELEVACIÓN DEL LÓBULO DE LA OREJA ARRUGAS DEL CUELLO
ALMACENAMIENTO	2–25 °C. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DE LA CONGELACIÓN
CONDICIONES DE SEGURIDAD	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
CERTIFICACIONES	CE , KFDA